

EasyDigest[®]

Diseñado para mineralizar eficientemente sus muestras en cualquier tipo de viales.

Ideal para líneas de proceso o series de gran tamaño (QC / QP)



EasyDigest Monobloque

Compatible HF

Libre de metal. No hay riesgo de contaminación

- **Ideal para mineralización en entorno abierto**
- **Adecuado para trabajos HF**
- **Libre de mantenimiento**
- **Control preciso de temperatura (+ / - 2 ° C)**



EasyDigest modulable

Los equipos **EasyDigest** le ofrecen bloques de calefacción muy homogéneos, resistentes al ácido. Construidos en grafito recubierto con PFA.


En sus versiones **Monobloque** de 24 ó 48 posiciones para 50, 60, 70 ó 120 ml. y **Modulable** en 24 ó 48 posiciones para viales desde 7 a 120 ml.

Se pueden fabricar con dimensiones especiales a pedido del cliente. Están disponibles en 110 y 230V.

Referencia	Posiciones	Descripción
ED-15-44.5MM-2V	-	EasyDigest especial para glass Becher
ED-24-50-2V	24	EasyDigest 50mL SCP/CAS y 60ml Savillex
ED-48-50-2V	48	EasyDigest 50mL SCP/CAS and 60ml
ED-48-60-2V	48	EasyDigest 60ml tapa a presión
ED-48X2P-2V	48	EasyDigest para líneas de secado
ED-48-120ML-2V	48	EasyDigest 120ml tapa a presión

Accesorio:

Soporte (PVC) para viales SCP de 50 ml o viales especiales



Información y ventas:
91 661 00 22



Avda. Camino de lo Cortao, 21 - Nave 6
28703 - San Sebastián de los Reyes - MADRID
Tel: 91 661 00 22 / Fax: 91 661 81 46
info@equilab.es
www.equilab.es