

Heating Plates & Racks

(placas calefactoras y soportes)

Para evaporación y mineralización de muestras.
Ideal para el análisis de trazas y ultra trazas.



PL-A3-2V
PL-A4-2V
PL-RACK-90ML
PL-RACK-33ML-24P

Opcional: con reborde
para evitar derrames
y contener al/los rack/s.



Placas standard:

PL-A4-2V-A 300 x 200mm

PL-A3-2V-A 400 x 300mm

PL-A2-2V-A 600 x 400mm

Para que pueda aprovechar al máximo
el espacio de su laboratorio realizamos
los Hot Plates y Racks a la medida que usted solicite



Racks de diferentes tamaños combinables entre sí o bajo pedido para contener la cantidad de viales que usted necesite en diferentes formatos y contenidos.

- **Temperatura controlada con precisión (+/- 2°C)**
- **Tamaños standard y otras dimensiones bajo pedido**
- **Tres niveles de seguridad**
- **Protección contra sobrecalentamiento**



Placa calefactora hasta 350°C

Referencia Rack	Descripción
RACK-A4-7ML-35P	Para viales Savillex serie 200-007-xx 35 posiciones
RACK-A4-15ML-24P	Para viales Savillex serie 200-015-xx 24 posiciones
RACK-A4-22ML-24P	Para viales Savillex serie 200-022-xx 24 posiciones
RACK-A4-30ML-24P	Para viales Savillex serie 200-030-xx 24 posiciones
RACK-A4-60ML-12P	Para tarro Savillex 100-0060-01

Información y ventas:
91 661 00 22



Avda. Camino de lo Cortao, 21 - Nave 6
28703 - San Sebastián de los Reyes -
MADRID
Tel: 91 661 00 22 / Fax: 91 661 81 46
info@equilab.es
www.equilab.es