




# Tubos

# Tomamuestras

Alpha ha mejorado el diseño de los tubos. La zona denominada «burbuja» ahora es más uniforme y tiene mayor espesor aún manteniendo la entrada de protección punto. Esta mejora otorga un vacío más consistente y es más resistente a la rotura. El nuevo proceso también le permite fabricarlos a precios más competitivos.

Referencia	Ø ext	Ø int	longitud
AR0181	5,0mm	3,5mm	152,4mm
AR0182	6,0mm	4,0mm	152,4mm
AR0183	8,0mm	6,0mm	152,4mm
EQ-TUBO MUESTRA	6,0mm	3,00mm	200,0mm

Solicite su oferta al 91 661 00 22



EQUILAB

**Equilab, S.A.**

Avda. Camino de lo Cortao, 21 - Nave 6  
28703 - San Sebastián de los Reyes - Madrid  
Tel.: 91 661 00 22 / Fax: 91 661 81 46  
[www.equilab.es](http://www.equilab.es)  
Atención al cliente: [equilab@equilab.es](mailto:equilab@equilab.es)